



わかりやすさと  
先端テクノロジー

ワンタッチ ベリオビュー®

**ONETOUCH**  
**VerioVue®**

# わかりやすい、 カンタン、 負担の軽減を目指して



## 色でお知らせ機能\*



数値だけでなく、色で血糖値の状態をお知らせすることで、患者さんの自分の血糖状態に対する理解をサポートします。


\*ワンタッチベリオビューを初めて使用する際は、医師による血糖値指標の目標範囲を設定してください。  
\*食事マークをつける際は、食前・食後でそれぞれの範囲を決められます。  
血糖値指標に基づいて、患者の自己判断で糖尿病治療などを中断・変更しないでください。  
[カラーの血糖値指標の表示は、測定結果が医師の設定した血糖目標範囲の範囲内、または範囲外であることを示すものであり、患者の自己判断や診断を行うものではありません。]



## 33Gの細い針と、少ない血液量

ワンタッチアクロは、先端  
ディスポーザブルで、33Gを  
使用しています。

ワンタッチベリオセンサーは、  
少ない血液量で高精度\*の  
血糖測定を実現します。



## 患者さんの痛みストレス軽減を目指した組み合わせ



\*既知濃度の検体を測定するとき、測定値の95%が既知濃度の±15%以内(≥80mg/dL)または±12mg/dL以内(<80mg/dL)に含まれる  
\*同時再現性評価にて、変動係数(CV)が4.5%以下(≥80mg/dL)、標準偏差(SD)が3.6mg/dL以下(<80mg/dL)

## ベリオビュー®とスマートフォンが アプリでつながりました。

“できるだけわかりやすく、シンプルに、使いやすく。”  
OneTouch Revealモバイル・ウェブアプリは、患者さん  
がうまくいっていること、いけないことを見つけやすい  
ように設計されています。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、LifeScan Scotland Ltd.およびその関連会社によるこれらのマークの使用はライセンスに基づいています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者のもです。



実際の画面とは異なる  
可能性があります。

※本資料の記載は自社製品内比較に基づいています。

製品をお使いの前に添付文書を必ずお読みください。製品についてのお問い合わせは、担当営業、または下記までご連絡ください。

## LifeScan Japan株式会社

東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル2F

- 販売名:ワンタッチベリオビュー 認証番号:22600BZX00312000
- 販売名:ワンタッチベリオセンサー 承認番号:22400AMX01423000
- 【製造販売元】LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号OVOL日本橋ビル2F
- 販売名:ワンタッチアクロ 届出番号:33B2X00002000006
- 販売名:ワンタッチアクロランセット 認証番号:227AFBZX00092000
- 販売名:ワンタッチペン 届出番号:33B2X00002000003
- 販売名:ワンタッチペンランセット 認証番号:221AFBZX00044000
- 【製造販売元】株式会社 旭ボリスライダー 岡山県真庭市三崎860-2
- 【販売元】LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号OVOL日本橋ビル2F

ワンタッチコールセンター  
**0120-113-903**

**24時間365日**

携帯電話・PHSからでもかけられます。

OneTouch Reveal®は糖尿病患者の健康管理のために使用されるものであり、医療機器ではありません。糖尿病管理は医師の指示に基づき行うものであり、本品に表示される内容は医師の指示に代わるものではありません。