

Product

ワンタッチアクロ ディオ™

確実な採血

針の長さ
1.5
mm


針の太さ
30
G

効率的な採血と
十分な血液を確保するためのデザイン



梱包規格
(30本)

2ステップで簡単



1 キャップをはずす

2 穿刺部分に押し当てる

手技が簡単で覚えやすい

ご質問がある場合は、いつでも以下にご連絡ください。

●ワンタッチコールセンター

ワンタッチコールセンターでは、ワンタッチ製品をお使いの患者さん、医療者の皆さんのために、専門のオペレーターが24時間体制で親身に対応をいたします。製品の取り扱い・操作方法のご案内や製品に関するさまざまなご質問や疑問にお答えします。

ワンタッチコールセンター
0120-113-903

24時間365日

携帯電話・PHSからでもかけられます。

LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル2F

<https://www.onetouch.jp>

※本資料の記載は自社製品内比較に基づいています。

製品をお使いの前に添付文書を必ずお読みください。製品についてのお問い合わせは、担当営業、または下記までご連絡ください。

●販売名: スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン 届出番号: 13B1X10094005013

一般医療機器 特定保守管理医療機器 乾式臨床化学分析装置

●販売名: スタットストリップ グルコース テストストリップ 届出番号: 13A2X10071002010

●販売名: スタットストリップ ケトン テストストリップ 届出番号: 226AAAMX00158000

製造販売元: ノババイオメディカル株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリントスクエアオフィスタワーX

販売元: LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号 OVOL日本橋ビル2階

●販売名: ワンタッチアクロディオ 届出番号: 302AFBZX00123A01

製造販売元: 株式会社旭ボリスライダー 岡山県真庭市三崎860-2

販売元: LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号 OVOL日本橋ビル2階

ONETOUCH®
by Lifescan

ワンタッチアクロ ディオ™ Stat Strip®



シンプルで確実。
確かなエビデンス。



患者さんにも。医療者にも。 使いやすいを科学しました。

●「この患者さんに使えたっけ？」という疑問を解決!

新生児にも
使える **幅広い
患者さんに対応**

StatStripは病棟で入院する様々な患者を想定し設計された院内専用の血糖測定器。干渉物質の影響を受けにくく、さまざまな病態の患者さんに使用することが可能です。

●様々な院内システムに連携可能!

シームレスな
情報共有 **FeliCa機能
搭載**

リーダーにかざして血糖データを転送。自動的に電子カルテやその他の院内システムに転送することが可能です。

*別途費用がかかります。詳しくは弊社営業担当にお尋ねください。

●様々な病態の患者さんがいる院内だからこそ!

高濃度領域
まで測定可能 **幅広い
測定範囲**

10-900mg/dLの血糖値を測定することができ、迅速な治療のサポートをします。

●使用する患者さんを選ばず、再穿刺を回避!

早く正確に
負担が少ない **2ステップで
確実な採取**

十分な血液を確保するための針の太さと深さを設計。血液量不足による血糖測定の失敗、再測定の実施などといったストレスを軽減します。従来品より針ブレも少なく、小さい穿刺音。

●デバイスの消毒不要で、効率的!

感染リスク
軽減 **単回使用で
衛生的**

使い捨てのため、針の再穿刺もなく、感染リスクも少ない仕様。



ベッドサイドで検査室並みの
精度が得られます。

StatStrip


院内全部署での使用が
FDAで唯一
認可されています。(2023年11月時点)

FDAガイダンスおよびPOCTで求められる精度基準を満たし、世界の臨床現場で使用されています。

200+
Publications



自社製品比較



誰にとっても使いやすい。
ワンタッチアクロ ディオ[™]

痛みストレスの軽減を目指した
ワンタッチアクロ[®]から、
フルディスポが新登場

「キャップを外して患者さんの皮膚に押し付けるだけで採血が可能」。私たちは血糖測定のあらゆるシーンの“わずらわしさ”の解決を目指しています。