

PINNIX[®] *Light*

自然界にヒントを得た、やさしいフルディスポ。



フルディスポでの血糖測定時、「痛み」の負担を減らしたい。

そのヒントは自然界にありました。刺されても痛くない“蚊”。

その口器をお手本とした形状とすることで、

皮膚との接触面を小さくし、痛みを少なくすることを目指しました。

独自の形状が実現できたのは、植物性由来の樹脂を採用したから。

そんなやさしさに満ちたフルディスポです。

®登録商標 ライトニックスの登録商標です。

痛みの軽減に着目 蚊の口器をヒントにした針形状

- 「刺されても痛くない」蚊の口器形状をお手本にした針先
- 植物由来の樹脂によって蚊の口器形状の針を実現

「押しあてるだけ」の簡単操作

- 消毒した穿刺部に押しあてるだけのシンプルな操作
- 皮膚に接触することで針が発射される構造のため失敗が少ない
- ユーザーフレンドリーな設計により誰でも使いやすい構造



院内の迅速かつ正確^{*1}な
血糖測定には
あわせて
スタットストリップを

完全密封の滅菌対策

- 個別包装による完全密封の滅菌対策
- 再使用不可のフルディスポタイプで
二次感染リスクを軽減



製造販売元	(株)ライトニックス	
販売名	ピンニックス ライト 0.4mm (写真左)	ピンニックス ライト 0.6mm (写真右)
穿刺の深度	0.9mm	1.0mm
針の横幅	0.4mm	0.6mm
針の包装単位	30本/パック	30本/パック

References: 1. Kost GJ, Tran NK, Louie RF, Gentile NL, Abad VJ. Assessing the performance of handheld glucose testing for critical care. Diabetes Technol Ther. 2008 Dec;10(6):445-51.

ONETOUCH[®]
いつも一緒に、一歩先へ[™]

●販売名:ピンニックス ライト 承認番号:22300BZX00293000 管理医療機器 単回使用自動ランセット

【製造販売元】株式会社ライトニックス 兵庫県西宮市甲東園2-2-6

【販売元】LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL 日本橋ビル

●販売名:スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン 届出番号:13B1X10094005013

一般医療機器 特定保守管理医療機器 乾式臨床化学分析装置

【製造販売元】ノバ・バイオメディカル株式会社 東京都港区三田3-13-16三田43MTビル

【販売元】LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL 日本橋ビル

ワンタッチコールセンター
0120-113-903

24時間365日

携帯電話・PHSからでもかけられます。